

Bamberg, 08.02.2018

Informationen zum Service Pack 18.1 08.02.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhalten Sie das Service Pack **18.1 08.02.2018** für Ihre Praxissoftware x.concept.

Bitte installieren Sie das Service Pack in jedem Fall, wenn Sie mit einem der folgenden Module arbeiten: **DMP, Vorsorge (Hautkrebs-Screening, Früherkennungs-Koloskopie), x.text, arriba, x.impfen** oder **x.voice**. Informieren Sie sich bitte im Folgenden über den Inhalt des Service Packs und lesen Sie die Installationshinweise aufmerksam durch.

Inhalt des Service Packs

In bisher zwei Fällen ist bei Krankenblatt-Einträgen bestimmter Module ein Fehler aufgetreten. Aufgrund dieses Fehlers kann es unter Umständen zu einem Problem beim Speichern der Krankenblatt-Einträge kommen. Dies betrifft die Module **DMP, Vorsorge, x.text, arriba, x.impfen** sowie **x.voice**. Das vorliegende Service Pack **18.1 08.02.2018** behebt diesen Fehler. Bitte installieren Sie dieses Service Pack so bald wie möglich, um zu verhindern, dass dieser Fehler auch bei Ihnen auftritt.

Hinweise zur Installation

- Die Installation wird nur wenige Minuten in Anspruch nehmen.
- Voraussetzung zur Installation ist die x.concept-Version **18.1**.

Wenn Sie noch mit der Version 17.4 arbeiten, installieren Sie zuerst die Version 18.1 und aktualisieren Sie alle Arbeitsstationen. Anschließend spielen Sie das Service Pack **18.1 08.02.2018** ein.

Sie können das Service Pack natürlich auch installieren, wenn Sie bereits mit dem Service Pack **18.1 12.01.2018** arbeiten.

- Das vorliegende Service Pack **18.1 08.02.2018** ersetzt nicht das Service Pack **18.1 12.01.2018**. Dieses behebt einen Fehler im neuen Laborbogen. Sollten Sie mit dem Laborbogen arbeiten und das Service Pack **18.1 12.01.2018** noch nicht installiert haben, installieren Sie dieses bitte zuerst.
- Das Service Pack muss nur **an einer Arbeitsstation** eingespielt werden. Achten Sie bitte darauf, dass x.concept an allen Arbeitsstationen vollständig beendet ist (auch bei Terminalservern).
- Anschließend wird unter dem Menü **? > Info** die Versionsnummer **18.1 08.02.2018** angezeigt.

Unser Service

Bei Fragen steht Ihnen unser Software-Support gerne zur Verfügung (Telefon: **0800 1235040**, E-Mail: hotline.xconcept@medatixx.de, Fax: **0951 9335 396**).

Zudem finden Sie alle Informationen zu x.concept und zum aktuellen Update auf unserer Homepage unter **Kunden-Service > x.concept > Aktuell** (medatixx.de/kunden-service/xconcept/aktuell/).

Mit freundlichen Grüßen

Ihr medatixx-Team